

Herpifix®

Herpifix® - O revolucionário tratamento do Herpes Labialis num estágio inicial

Após um estudo intensivo efectuado pela Courage + Khazaka Electronic GmbH, esta desenvolveu um dispositivo para o tratamento do Herpes Labialis. O Herpifix® é portátil, com baterias tipo AA, construído para utilização individual e aplicação superficial na pele com o objectivo de evitar a erupção do Herpes labial (nível inicial I-II: comichão, sensação de formigueiro, etc.)

Os estudos efectuados comprovam que o Herpifix® é mais eficaz do que outros métodos alternativos.

A utilização do Herpifix® é muito fácil: a dor local pára imediatamente ou reduz significativamente evitando a desagradável erupção do Herpes. Quando aparecem os primeiros sintomas aplica-se o Herpifix® na zona durante alguns segundos e já está.




Princípio de funcionamento

A eficácia do Herpifix® é baseada numa nova terapia. Sendo um dispositivo electrónico, consegue baixar o pH da pele para valores inferiores a 2. Esse abaixamento é completamente reversível e inócuo sendo a corrente aplicada muito inferior ao permitido por lei.

Com a alteração do valor pH, observa-se o efeito virostático. Este efeito parece ser suficiente para o sistema imunitário do corpo detectar e eliminar localmente o vírus.

Para garantir a maior qualidade possível o Herpifix® é produzido exclusivamente na Alemanha. A Certificação foi efectuada pela TÜV Rheiland, estando de acordo com as normas 93/42/EWG de dispositivos médicos.



HERPIFIX® É UM TRATAMENTO ALTERNATIVO E INDISPENSÁVEL DO HERPES LABIAL

